Teststrips voor glucosemeter JT100 - Flacon van 50

Réf. 6551 · Hygiëne en eerste hulp, Onderhoud, EHBO & veiligheid



Teststrips voor bloedsuikermeting voor glucosemeter JT100, flacon van 50, capillaire afname aan vinger, handpalm of onderarm.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Flacon van 50 teststrips voor de bloedsuikermeter JT100 (ref. 6780). Ze meten de bloedsuiker op een druppel capillair of veneus bloed, afgenomen aan de vingertop, in de handpalm of op de onderarm.

In de EHBO-ruimte, in de club of op school dienen ze voor de opvang van hypoglykemische onwelwordingen aan de zwembadrand.

Gebruik en bewaring

- Bewaren tussen 4 en 30 °C
- Gebruiken binnen 12 maanden na opening van de flacon
- Afnemen met de prikpen ref. 6552 en steriele lancetten
- Lancetten weggooien in de DASRI-naaldcontainer ref. 6549

CARACTÉRISTIQUES

Capaciteit	50 teststrips
Kleur	Wit
Gebruik	Eenmalig gebruik

AUTRES VUES


Blood Glucose Test Strips
mg/dL
43 – 73
110 – 148
277 – 375

