Bandelettes de test pour glucomètre JT100 - Flacon de 50

Réf. 6551 · Entretien, infirmerie & sécurité, Hygiène et premiers secours



Bandelettes de test de glycémie pour glucomètre JT100, flacon de 50, prélèvement capillaire au doigt, paume ou avant-bras.

Prix et disponibilité
Sur devis, ou en ligne avec votre compte professionnel. Les tarifs dépendent de votre compte et des quantités.

Scannez pour ouvrir la fiche en ligne : photos, références à jour et demande de devis.

DESCRIPTION

Flacon de 50 bandelettes réactives pour le lecteur de glycémie JT100 (réf. 6780). Elles mesurent la glycémie sur une goutte de sang capillaire ou veineux, prélevée au bout du doigt, dans la paume ou sur l'avant-bras.

À l'infirmerie, en club ou à l'école, elles servent à la prise en charge des malaises hypoglycémiques en bord de bassin.

Utilisation et conservation

- Conserver entre 4 et 30 °C
- Utiliser dans les 12 mois après ouverture du flacon
- Prélever avec le stylo autopiqueur réf. 6552 et des lancettes stériles
- Jeter les lancettes dans le collecteur DASRI réf. 6549

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	50 bandelettes
Coloris	Blanc
Usage	Usage unique

AUTRES VUES


Blood Glucose Test Strips
Control Solution Range
mg/dL
Level 1: 43 – 73
Level 2: 110 – 148
Level 3: 277 – 375

